

# Seria pipet CLINIPET<sup>+</sup>

Pipety o stałej pojemności oferowane są w 33 modelach od 2 µl do 1000 µl. Rękojeść oraz mechanizm pipet CLINIPET<sup>+</sup> zostały zaprojektowane specjalnie dla linii pipet o stałej pojemności. Pipety są w pełni autoklawowalne, odporne na promieniowanie UV. Odznaczają się niskimi siłami pipetowania oraz doskonałymi parametrami dokładności i powtarzalności.

- System rekalkibracji umożliwia samodzielną rekalkibrację pipety w laboratorium



- Niskie siły pipetowania nie powodują obciążenia zespołu nadgarstka podczas intensywnej pracy z pipetą
- Wytrzymałe trzony wykonane z PVDF gwarantują wysoką odporność mechaniczną i chemiczną



- Rewolucyjny mechanizm uszczelniania końcówek gwarantuje prawidłowe uszczelnienie się końcówki na trzonie pipety



Przycisk wyrzutnika dostosowany dla osób prawo- i leworęcznych. Unikalna konstrukcja wyrzutnika minimalizuje siły zrzutu końcówki



Zdejmowany wyrzutnik umożliwia pobieranie cieczy z próbek nawet o bardzo małej średnicy

Model	Nr kat.	Kolor	Pojemność (μl)	A (%)	P (%)	Końcówka
-------	---------	-------	----------------	-------	-------	----------

CP2*	2202		2	± 3.0	± 1.5	
CP5	2204		5	± 2.0	± 1.0	
CP7*	2206		7	± 1.5	± 0.7	
CP10	2208		10	± 1.2	± 0.5	
CP15*	2210		15	± 1.0	± 0.5	
CP20	2212		20	± 0.9	± 0.4	
CP25	2214		25	± 0.9	± 0.4	
CP30*	2216		30	± 0.9	± 0.3	
CP40*	2218		40	± 0.9	± 0.3	
CP44.7*	2220		44.7	± 0.9	± 0.3	
CP50	2222	●	50	± 0.9	± 0.3	
CP60*	2224		60	± 0.9	± 0.3	
CP70*	2226		70	± 0.9	± 0.3	
CP75*	2228		75	± 0.9	± 0.3	
CP80*	2230		80	± 0.9	± 0.3	
CP90*	2232		90	± 0.8	± 0.3	
CP100	2234		100	± 0.8	± 0.3	
CP120*	2236		120	± 0.8	± 0.3	
CP150*	2238		150	± 0.7	± 0.3	
CP200	2240		200	± 0.6	± 0.2	
CP200A*	2242		200	± 0.6	± 0.2	
CP220*	2244		220	± 0.6	± 0.2	
CP250	2246		250	± 0.6	± 0.2	
CP300	2248		300	± 0.6	± 0.2	
CP400*	2250		400	± 0.6	± 0.2	
CP450*	2252		450	± 0.6	± 0.2	
CP500	2254	●	500	± 0.6	± 0.2	
CP600*	2256		600	± 0.6	± 0.2	
CP700*	2258		700	± 0.6	± 0.2	
CP750*	2260		750	± 0.6	± 0.2	
CP800*	2262		800	± 0.6	± 0.2	
CP900*	2264		900	± 0.6	± 0.2	
CP1000	2266		1000	± 0.6	± 0.2	



200 μl



1000 μl

\*Modele w wersji specjalnej



5484

Statyw karuzelowy



5449

Statyw wielostanowiskowy



5480

Statyw 4-stanowiskowy plexi



19451

Wieszak do pipet