

Wagosuszarka MA-R



Dane techniczne:

	MA 50/1.R	MA 50.R	MA 110.R	MA 210.R
Obciążenie maksymalne	50 g	50 g	110 g	210 g
Działka odczytowa	0,1 mg	1 mg	1 mg	1 mg
Zakres tary	-50 g	-50 g	-110 g	-210 g
Maksymalna masa próbki	50 g	50 g	110 g	210 g
Dokładność odczytu wilgotności	0,0001 %	0,001 %	0,001 %	0,001 %
Powtarzalność wilgotności	0,05% (próbka około 2 g), 0,01% (próbka około 10 g)			
Maksymalna wysokość badanej próbki	h= 20 mm			
Wymiary szalki	Ø 90 mm, h= 8 mm			
Zakres temperatury suszenia	max. 160° C			
Element grzewczy *	promiennik IR			
Sposób suszenia	4 profile suszenia (standardowy, szybki, schodkowy, łagodny)			
Opcje zakończenia suszenia	4 możliwości (czasowa, automatyczna, ręczna, definiowane)			
Funkcje dodatkowe	identyfikacja próbki			
Zasilanie	230V			
Moc pobierana przez urządzenie	4 W (podczas ważenia) i max 450 W (podczas suszenia)			
Wyświetlacz	LCD (z podświetleniem)			
Interfejs	1 × RS 232, USB-A, USB-B, Wireless Module (opcja)			
Masa netto/brutto	4,9 / 6,4 kg			
Wymiary opakowania	470×380×336 mm			

* Opcje wykonania elementu grzewczego: WH - promiennik halogenowy (max= 250° C), NS - grzałka w osłonie metalowej (max=160° C)