


# Suszarka do szkła laboratoryjnego

## SalvisLab SD 1060

Suszarka do szkła laboratoryjnego została zaprojektowana jako urządzenie do zabudowy podblatowej jak i wolnostojącej. Idealnie połączenie z SC 1160.

- wyświetlacz LED
- edytowalne programy suszenia,
- iniekcyjny system suszenia przez filtrowane powietrze,
- iniekcyjny system suszenia dostępny na dwóch poziomach,
- filtr powietrza do iniekcyjnego systemu suszenia,
- temperatura monitorowana przez dwa niezależne sensory,
- interfejs RS 232,
- teleskopowe szyny ułatwiające załadunek i rozładunek,
- komora i pozostałe elementy komory wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej.



1. 440 mm
2. 170 mm
3. 210 mm

### ■ Przyłącza

Zasilanie	230 V / 50 Hz
Moc	2000 W
Poziom hałasu	52 dB(A)
Dopuszczalna temperatura otoczenia	+5°C / +40°C
Wentylacja	Ø 60 mm

