

## Wagosuszarka DBS 60-3



### Przeznaczenie



- Wyświetlacz LCD
- Aktywny profil ogrzewania
- Halogenowy podgrzewacz
- Okno obserwacyjne
- 10 płyt próbnych
- Osłonna ochrona robocza
- Program wzorujący CAL
- Interfejs RS 232
- Zasilanie sieciowe

### Charakterystyka

**Wagosuszarka DBS 60-3** to urządzenie umożliwiające **pomiar wilgoci z 10 pamięciami** do suszenia programów. Wyposażona jest w podświetlany, graficzny **wyświetlacz LCD** wykorzystujący 4 programy. **Aktywny profil ogrzewania** umożliwia **halogenowy podgrzewacz** ze szkła kwarcowego o mocy 400W. Urządzenie posiada również **okno obserwacyjne** nad próbką, które jest szczególnie przydatne podczas początkowego ustawienia. Pamięć wewnętrzna do automatycznego uruchamiania wykorzystuje **10 programów suszenia** i **100 już wykonanych programów suszenia**. Ostatnia zmierzona wartość pozostaje na wyświetlaczu, dopóki nie zostanie zastąpiona przez nowy pomiar. Zestaw zawiera **10 płyt próbnych** a data i czas wyświetlane są na monitorze. Wagosuszarka ponadto posiada **ochronną osłonę roboczą**.

### Dostępne modele

Model	Max obciążenie [g]	Dokładność	Temperatura [oC]
DBS 60-3	60 g	0,001 g	50-200 oC