

Wagosuszarka MLS 50-3D



Przeznaczenie



- Pamięć Alibi
- Temperatura 40-160 oC
- 4 programy suszenia
- Podświetlany wyświetlacz
- Okno obserwacyjne
- Pamięć automatycznej sekwencji 100 kompletnych programów suszenia
- 100 użytkowników
- 1000 przeprowadzonych procesów suszenia
- 10 płyt próbnych
- Złącze RS 232
- GLP

Charakterystyka

Wagosuszarka MLS 50-3D umożliwia pomiar wilgoci wykorzystując 4 **programy suszenia** do wyboru. Urządzenie posiada **graficzny, podświetlany wyświetlacz**. Ponadto wagosuszarka wyposażona jest w **okno obserwacyjne** nad próbką, szczególnie przydatne podczas początkowego ustawienia. Waga zawiera **pamięć automatycznej sekwencji** 100 kompletnych programów suszenia (92 programy suszenia o zoptymalizowanej charakterystyce suszenia dla szybkiego nagrzewania próbki, a zatem krótsze czasy suszenia, wstępnie zainstalowane **fabrycznie**), 100 użytkowników z powiązаныmi uprawnieniami, 1000 przeprowadzonych procesów suszenia. Ostatnia zmierzona wartość pozostaje na wyświetlaczu, dopóki nie zostanie zastąpiona przez nowy pomiar. Zestaw zawiera **10 płyt próbnych**.

Dostępne modele

Model	Max obciążenie [g]	Dokładność odczytu	Temperatura [oC]
MLS 50-3D	50 g	0,001 g	40-160 oC