

Wiskozymetry seria R1



Przeznaczenie



- Łatwa obsługa
- Szybki i niezawodny pomiar lepkości
- Wiele zastosowań

Charakterystyka

Zostały zaprojektowane do szybkiego i niezawodnego oznaczania lepkości zarówno w laboratorium i środowisku produkcyjnym.

Możliwe zastosowania to kolory i powłoki, żywność, farmaceutyki, kosmetyki, tworzywa sztuczne, podstawy chemiczne i wiele innych.

R 123 jest klasycznym wiskozymetrem rotacyjnym.

R140 pracuje ze wszystkimi rodzajami systemów pomiarów : cylindry koncentryczne, cone-plate, systemy pomiarowe stosują się do DIN 53019 lub ISO 2555.

R180 to przenośny i samodzielny wiskozymetrem rotacyjny na podstawie ugruntowanych zasad działania. Jest łatwy w użyciu i posiada szeroki zakres pomiaru. R 180 współpracuje z wszelkiego rodzaju systemami pomiarowymi.

Dostępne modele

Model	Zakres pomiarowy	Prędkość obrotowa [rpm]
R123	50 - 300 000 mPas	62,5
R140	0,002 - 10.000 Pas	5 - 1000
R180	0,002 - 10.000 Pas	5 - 1000