

## Taboret laboratoryjny GOLIAT



© Nowy Styl

### Przeznaczenie



- Warstwa PERMABLOK3
- Warstwa SILVERGUARD
- Tapicerowane siedzisko
- Regulacja za pomocą podnośnika pneumatycznego
- Stalowa pięcioramienna podstawa
- Samohamowalne kółka
- Wysoka odporność na ścieranie

### Charakterystyka

Specjalistyczne krzesło obrotowe z **miękkim tapicerowanym siedziskiem**.

Prosty mechanizm umożliwia regulację krzesła za pomocą **podnośnika pneumatycznego**.

**Stalowa pięcioramienna podstawa** z nakładkami z tworzywa sztucznego zapewnia stabilność taboretu.

**Samohamowne kółka** do powierzchni miękkich lub twardych.

Materiał siedziska wykonany z **100% włókna syntetycznego** o wysokiej ochronie przeciwbakteryjnej oraz przeciwgrzybiczej, dodatkowo wzbogacony jonami srebra.

### Porównanie modeli:

Dane techniczne	Regulacja Siedziska	Pokrycie Siedziska	Podnózek	Podstawa
TS12	52-78.5 cm	Włókno Syntetyczne	NIE	Stalowa, średnica 64.5 cm
TS12 + ring base	52-78.5 cm	Włókno Syntetyczne	TAK	Stalowa, średnica 64.5 cm

## Dostępne modele

Model	Wymiary	Inne
TS12	52-78,5 cm (siedzisko)	Podnóżek-NIE
TS12 + ring base	52-78,5 cm (siedzisko)	Podnóżek-TAK