

Stoły wagowe



Przeznaczenie



- 1 lub 2 płyty antywibracyjne
- Metalowa konstrukcja nośna
- Granitowa płyta robocza wykończona listwą aluminiową
- Opcjonalnie: szafka mobilna

Charakterystyka

Stół wagowy inaczej nazywany również stołem antywibracyjnym jest niezbędnym elementem wyposażenia każdej pracowni laboratoryjnej i pomiarowej.

Dzięki specjalnej płycie roboczej wraz ze sztywną konstrukcją nośną (tzw. płyta wagowa antywibracyjna) umieszczonej na blacie, wyeliminowane zostają wszelkie wstrząsy oraz drgania wywoływane przez urządzenia znajdujące się w pomieszczeniu lub poza nim, które mogłyby wpływać na dokładność pomiarów.

Stoły wagowe antywibracyjne - w ofercie jednostanowiskowy, dwustanowiskowy oraz jednostanowiskowy stół z szafką mobilną.

Standardowo w naszej ofercie posiadamy stoły wagowe jedno lub dwustanowiskowe. Stół może zostać dodatkowo wyposażony w szafkę mobilną.

Wykonujemy również stoły na zamówienie zgodnie ze specyfikacją otrzymaną od klienta.

Dostępne modele

Model	Wymiary	Ilość miejsc
Jednostanowiskowy	1000mm x 700mm x 900mm	1 płyta antywibracyjna
Dwustanowiskowy	1500mm x 700mm x 800mm	2 płyty antywibracyjne
Na zamówienie	do uzgodnienia	1 lub 2 płyty antywibracyjne

