

## Negatoskop opisowy jednopoziomowy



### Przeznaczenie



- Jednopoziomowy
- Równomierność emisji
- Ekran Jednolity
- Łatwa obsługa
- Regulacja światła światła
- Solidna obudowa

### Charakterystyka

**Negatywnoprawny jednopoziomowy rodzaj NGP** ma za zadanie emitować tę samą barwę 6500 ° K. URZĄDZENIE te charakteryzuje SIĘ Wysoką **równomiernością emisji Światła** na całej powierzchni EKRANU. Posiada **jednolity ekran** . Ponadto **łatwa obsługa serwisowa wewnętrzny** bezproblemową opinię. Dodatkowym atutem jest bardzo dobra **regulacja światła światła** . Obudowa jest **trwała i estetyczna** pokrywa lakierem proszkowym. Negatoskopy narzucają się na wymagane certyfikaty.

### Dane techniczne:

| Model     | Pobór mocy | Regulacja luminancji | Wymiary ekranu    | Ilość klatek | Wymiary             |
|-----------|------------|----------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| NGP 300   | 345 VA     | NIE                  | 120 x 45 cm       | 1            | 1220 x 510 x 112 mm |
| NGP 300 R | 345 VA     | TAK                  | 120 x 45 cm       | 1            | 1220 x 510 x 112 mm |
| NGP 400   | 390 VA     | NIE                  | 150 x 45 cm       | 1            | 1520 x 510 x 112 mm |
| NGP 400 R | 390 VA     | TAK                  | 150 x 45 cm       | 1            | 1520 x 510 x 112 mm |
| NGP 500   | 550 VA     | NIE                  | 2 pola 90 x 45 cm | 1            | 1820 x 510 x 112 mm |
| NGP 500 R | 550 VA     | TAK                  | 2 pola 90 x 45 cm | 1            | 1820 x 510 x 112 mm |

### Dostępne modele

| Model   | Wymiary     | Opcje |
|---------|-------------|-------|
| NGP 300 | 120 x 45 cm | -     |

|           |                   |                      |
|-----------|-------------------|----------------------|
| NGP 300 R | 120 x 45 cm       | Regulacja luminancji |
| NGP 400   | 150 x 45 cm       | -                    |
| NGP 400 R | 150 x 45 cm       | Regulacja luminancji |
| NGP 500   | 2 pola 90 x 45 cm | -                    |
| NGP 500 R | 2 pola 90 x 45 cm | Regulacja luminancji |