

## Autoklawy serii AHS-B



### Przeznaczenie



- Autoklaw automatyczny
- Do laboratoriów medycznych
- 3 poziomy próżni
- 50 programów (40 z możliwością indywidualnej konfiguracji)

### Charakterystyka

Automatyczne autoklawy poziome stworzone z myślą o **laboratoriach medycznych** i należące do sprzętu medycznego. Przeznaczone są do sterylizacji szerokiej gamy **materiałów stałych o różnym kształcie i porowatości**, pakowanych lub rozpakowywanych oraz innych przedmiotów laboratoryjnych. Ten niezawodny **medyczny sprzęt laboratoryjny** został zaprojektowany z myślą o łatwości użytkowania i bezpieczeństwie użytkownika.

### Dane techniczne

- Obudowa zewnętrzna wykonana z aluminium i żelaza lakierowanego EPOXI
- Panel przedni wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304
- Obudowa i pokrywa komory wykonana ze stali nierdzewnej AISI-316L
- 3 poziomy próżni
- Łatwe czyszczenie komory
- Programowanie automatycznego startu (data i czas)
- 50 programów w tym 40 z możliwością indywidualnej konfiguracji parametrów
- Przechowywanie w pamięci danych na temat ponad 100 cykli
- Złącze USB i internetowe połączenie z komputerem
- Zabezpieczenia: zawór bezpieczeństwa, termostat i presostat bezpieczeństwa, hydrauliczny system blokowania drzwi, czujnik otwartej pokrywy
- Sterylizacja w temperaturze 100-134 °C

### Dostępne modele

Model

Pojemność

AHS-50-B

50 l

