

ASSA



Przeznaczenie



- Płyn do płukania, do zmywarek laboratoryjnych
- Bez środków powierzchniowo czynnych, fosforanów i związków azotowych
- Do naczyń szklanych, ceramicznych, aluminiowych, plastikowych i chromowanych

Charakterystyka

Ciekły **neutralizator** zawierający kwasy organiczne. **Bez środków powierzchniowo czynnych, fosforanów i związków azotowych.** Szczególnie nadaje się jako dodatek do **pierwszego płukania** po użyciu alkalicznego środka czyszczącego. Nadaje się do płukania naczyń szklanych, ceramicznych, aluminiowych, plastikowych i chromowanych.

Dane szczegółowe:

- Koncentrat o odczynie kwaśnym
- Bez środków powierzchniowo czynnych
- Zalecane dawkowanie: 1-2 ml / l
- Zalecana temperatura: 20 - 80 ° C

Dostępne modele

Model	Waga
ASSA 5	5 kg
ASSA 10	10 kg
ASSA 25	25 kg