

Anaerostat standardowy



- Tworzywo: stal nierdzewna
- Pokrywa: plastik
- Średnica od 60mm do 150mm
- Pojemność 10-15 szalek Petriego
- 2 zawory, 1 manometr

Charakterystyka

W pokrywach znajdują się dwa zawory z mocowaniem do węży próżniowych (o średnicy wewn. 5 mm) i manometr do dokładnej kontroli próżni lub nadciśnienia (-1 do 0,2 bara)

Dostępne modele

Model	Ilość miejsc	Inne	Wymiary
Nazwa	szalki Petriego	Średnica [mm]	Wysokość wewnętrzna
Anaerostat mały	10	fi 60-100	170
Anaerostat standard	15	fi 60-100	270
Anaerostat duży	15	fi do 150	260