

Biureta cyfrowa TITRETTE



Przeznaczenie



- Wysoka precyzja
- Możliwość ustawienia wylewki w pionie lub poziomie
- Lekkość i stabilność urządzenia
- Kalibracja bez konieczności użycia narzędzi

Charakterystyka

Biureta nakładana na butelki idealna do szybkiego i niezawodnego miareczkowania.

Wysoka precyzja umożliwia pracę w granicach błędów klasy AS zgodnie z DIN EN ISO 385. Precyzyjny i łatwy w obsłudze mechanizm umożliwia miareczkowanie kropla po kropli. Możliwość ustawienia wylewki w pionie lub poziomie, co ułatwia różnorodne ustawienie urządzenia i jego zastosowania.

Dzięki zwartej budowie urządzenie jest lekkie i stabilne.

Dane techniczne:

- Obracany blok zaworu, gwint GL 45
- Możliwość demontażu w celu czyszczenia
- Kalibracja bez konieczności użycia narzędzi
- Zapis aktualnych danych przy automatycznym wyłączeniu
- Części mające kontakt z mediami wykonane są ze szkła borokrzemianowego, Al₂O₃, ETFE, PFA, FEP, PTFE i platynoirydu

Dostępne modele

Model	Pojemność	Dokładność
BC1	10 ml	10 µl
BC2	25 ml	18 µl
BC3	50 ml	30 µl

