

Biureta cyfrowa TITREX



Przeznaczenie



- Precyzja
- Odporna na większość kwasów i zasad
- Niewykorzystany odczynnik przepływa z powrotem do butelki.
- Zapamiętywanie do 1000 odczytów

Charakterystyka

Cyfrowa biureta TITREX to bardzo **dokładne i precyzyjne** urządzenie. Przeznaczona jest przede wszystkim do szybkiego dozowania w objętości po 10 µl. **Odporna na większość kwasów i zasad**. Głowica zaworu łatwa w demontażu i utrzymaniu w czystości.

Dzięki biurecie Titrex miareczkowanie jest niesamowicie ekonomiczne: Po zakończeniu procesu miareczkowania odczynnik pozostający w kroplomierzu, przepływa z powrotem do butelki.

Granice błędów są mniejsze niż wymagania **normy ISO 8655**. Ponadto w pamięci urządzenia można przechowywać do **1000 odczytów**, które mogą być następnie przeniesione do komputera i odczytywane za pomocą dostarczonego oprogramowania.

Dostępne modele

Model	Pojemność	Dokładność
TITREX	0-50 ml	10 µl