

## Homogenizator JumboMix



### Przeznaczenie



- Cichy i solidny
- Regulowana moc mieszania
- Łatwe czyszczenie: drzwi otwierają się pod kątem 270 °

### Charakterystyka

**JumboMix 3500** umożliwia szybkie mieszanie dużych próbek do wielu zastosowań w mikrobiologii.

#### **JumboMix 3500 VP**

- Wielofunkcyjny ekran cyfrowy
- Zmienna prędkość (1,5, 3, 4,5, 6 skoków / sek.)
- Zmienny czas mieszania (1 s - 1 h lub ∞ / odliczanie)
- Regulowana moc mieszania (opatentowana)
- Zamykanie Q-Tight
- Zatrzymanie łopatkı obok siebie

#### **JumboMix 3500 VW**

- Wielofunkcyjny ekran cyfrowy
- Zmienna prędkość (1,5, 3, 4,5, 6 skoków / sek.)
- Zmienny czas mieszania (1 s - 1 h lub ∞ / odliczanie)
- Regulowana moc mieszania (opatentowana)
- Zamykanie Q-Tight®
- Zatrzymanie wiostła obok siebie
- Drzwi okienne
- Security DripTray




#### **JumboMix 3500 WarmMix**

- Wielofunkcyjny ekran cyfrowy
- Zmienna prędkość (1,5, 3, 4,5, 6 skoków / sek.)

- Zmienny czas mieszania (1 s - 1 h lub ∞ / odliczanie)
- Regulowana moc mieszania (opatentowana)
- Zamykanie Q-Tight®
- Zatrzymanie wiośla obok siebie
- Security DripTray
- Ogrzewane drzwi (od 20 ° C do 50 ° C)

### Aplikacje

- 375 g dla salmonelli
- 75, 325 lub 375 g próbki dla E. Coli O157: H7
- Próbką 125 g dla Listeria i Listeria monocytogenes
- Łączenie próbek (np. : 15 próbek po 25 g, aby osiągnąć 375 g)

Dane techniczne	JumboMix 3500 VP	JumboMix 3500 VW	JumboMix 3500 WarmMix
<b>Model</b>			
<b>Optymalna objętość mieszania</b>	200 - 3500 mL		
<b>Moc</b>	100-127/220-240V~ 50-60Hz		
<b>Rozmiar (w x d x h)</b>	51.8 x 47 x 47 cm		63 x 50 x 47 cm
<b>Waga (kg)</b>	53.2 kg	50.2 kg	63 kg
<b>Nr katalogowy</b>	031 230	032 230	033 230

### Dostępne modele

Model	Nr katalogowy
JumboMix 3500 VP	031 230
JumboMix 3500 VW	032 230
JumboMix 3500 WarmMix	033 230