

Mieszadła magnetyczne MIX 1



Przeznaczenie



- Ultra płaskie, silne mieszadło
- Zintegrowany kontroler z cyfrowym wyświetlaczem
- Monitoring procesu mieszania
- Pełna automatyzacja

Charakterystyka

Ultra **płaskie, silne** mieszadło magnetyczne z dużą płytą. Umożliwia stosowanie **grubych naczyń** oraz pracę z cieczami o **dużej gęstości**. Zintegrowany kontroler o dużej mocy mieszania 20 watów zapewnia ciągły monitoring procesu mieszania oraz pełną automatyzację.

Cyfrowy wyświetlacz do ustawiania prędkości, mocy, łagodnego startu

Funkcja **QuickSet** do szybkiego ustawiania prędkości startowej i maksymalnej

Funkcja **QuickStop** do szybkiego zatrzymania mieszania w przypadku pęknięcia szkła, z jednoczesnym zachowaniem ustawień w momencie wyłączenia opcji QuickStop.

Dane techniczne dostępnych modeli:

Dane techniczne	MIX 1	MIX 1 XL
Max. obj. mieszania	10	40
Wymiary	225 x 280 x 35 mm	
Obudowa	Stal nierdzewna	
Prędkość	100 – 2000 obr/min	60 - 2000 obr/min
Regulowane przyspieszenie	brak	20/30/60/120
Regulowana moc mieszania	5/10/15/20 W	5/10/15/20 W
Waga	4 kg	

Dostępne modele

Model	Max obj. pracy [l]	Prędkość obrotowa [rpm]	Wymiary
MIX 1	10	100-2000	225 x 280 x 35 mm
MIX 1 XL	40	60-2000	225 x 280 x 35 mm