

## Mieszadła magnetyczne RET/RCT basic



### Przeznaczenie



- Silnik z ochroną przed utykiem
- Płaska, solidna obudowa wykonane z materiałów niewrażliwych na czynniki chemiczne
- Bezstopniowa regulacja prędkości
- Silne przyciąganie magnetyczne

### Charakterystyka

Mieszadła magnetyczne o bardzo dużej mocy, przeznaczone do pracy z objętościami nawet do 150 l w zależności od potrzeb. Prędkość pracy do 2500 obr./min. Możliwość zakupu mieszadła z funkcją grzania, aż do 500°C. Wydajne przyciąganie magnetyczne pozwala na szybsze i skuteczniejsze mieszanie. Możliwość zakupu mieszadeł na 15 naczyń do synchronicznego mieszania zarówno z funkcją podgrzewania lub nie, zapewnia sprawniejszą pracę z większą ilością próbek.

### Dane techniczne:

Model	RET basic	RCT basic
<b>Liczba stanowisk mieszania</b>	1	1
<b>Maks. objętość mieszania na stanowisko mieszania [L] (względem H<sub>2</sub>O)</b>	20	20
<b>Moc grzewcza [W]</b>	600	600
<b>Zakres obrotów [rpm]</b>	50-1700	50-1700
<b>Zakres temperatury grzania [°C]</b>	50-340	50-340

### Dostępne modele

Model	Moc
RET basic	600 W
RCT basic	600 W

