

Mieszadła magnetyczne seria MCS



Przeznaczenie



- Mikroprocesor
- Wyświetlacz cyfrowy
- Funkcja programowania
- Bezobsługowy silnik

Charakterystyka

Seria mieszadeł magnetycznych sterowana mikroprocesorem z funkcją programowania i timerem i interfejsem RS485. Wyposażona w wyświetlacz cyfrowy, **bezobsługowy silnik i złącze do sondy temperaturowej** złącze Pt100. Zakres prędkości obrotowej w każdym z modeli wynosi **50-1600 obr./min.**

Dostępne modele

| Model | Materiał płyty grzewczej | Wymiary | Temperatura płyty [°C] |
|--------|--------------------------|----------------|------------------------|
| MCS-77 | aluminium | płyta 140 mm Ø | RT (+5 ° C) -330 ° C |
| MCS-78 | Ceran | 130 mm Ø | RT (+5 ° C) -440 ° C |