

Mikser laboratoryjny MB 800



Przeznaczenie



- Wiele zastosowań
- Bezpieczny
- Napęd 800 W
- Prędkość 1000 – 17 000 rpm

Charakterystyka

Mikser MB 800 został specjalnie zaprojektowany do mieszania, rozpraszania, homogenizowania, tworzenia emulsji i zmniejszania rozmiaru materiałów do cięcia.

Dane techniczne:

- Napęd 800 W
- Prędkość 1000 – 17 000 rpm
- Pojemność 2000 lub 4000ml
- Płynna regulacja prędkości z kompensacją obciążenia
- Szybkozłącze tłumiące drgania
- Bardzo cichy silnik (79 dBA) at 17 000 rpmze zintegrowanym chłodzeniem wentylacyjnym

Dostępne modele

Model	Prędkość obrotowa [rpm]
MB 800	1000 – 17 000