



Płyta grzewcza H 3.1

Przeznaczenie



- Prosta płyta grzewcza
- Płynna regulacja temperatury
- Ze stali nierdzewnej

Charakterystyka

Płyta grzewcza przeznaczona do podstawowych prac laboratoryjnych, ze stali nierdzewnej o średnicy 130 mm, mocy 500 W i płynnej regulacji temperatury w zakresie 40-330 ° C

Dostępne modele

Model	Temperatura [oC]	Materiał płyty grzewczej	Wymiary
H 3.1	40-330	stal nierdzewna	130 mm Ø