



Płyta grzewcza H 30/30

Przeznaczenie



- Przeznaczona do dużych naczyń
- Aluminiowa
- Płynna regulacja temperatury

Charakterystyka

Płyta grzewcza przeznaczona do dużych naczyń, aluminiowa, o wymiarach 300x300 mm i mocy 2000 W. Płynna regulacja temperatury.

Dostępne modele z płytą grzewczą pokrytą tworzywem Ceran (H 30/30C) lub z mikroprocesorem i 4-cyfrowym wyświetlaczem LED (H 30/30D)

Dostępne modele

Model	Temperatura [°C]	Materiał płyty grzewczej
H 30/30	40-350	aluminium
H 30/30C	40-400	Ceran
H 30/30D	RT (+5 ° C) -380	aluminium