

## Pompy membranowe seria NT



### Przeznaczenie



- Podwójna membrana wzmocniona FKM
- Do gazów nieagresywnych
- Klasa bezpieczeństwa IP 40.

### Charakterystyka

Pompa membranowa przeznaczona do **ciągłego** pompowania gazów wolnych od oparów.

Wszystkie części mające styczność z tłoczonymi mediami wykonane są z aluminium i odpowiednich tworzyw sztucznych, umożliwia to stosowanie **gazów nieagresywnych**.

Bardzo elastyczna **podwójna membrana** wzmocniona jest tkaniną z FKM, ma długą żywotność. Klasa bezpieczeństwa IP 40.

### Dostępne modele

Model	Inne	Parametr	Wydajność [dm <sup>3</sup> /h]
Nazwa	Głowica	max. próżnia [mbar]	x/ tysiący
ME 2 NT	1	70	2/2,2
ME 4 NT	2/1	70	4/4,4
ME 8 NT	4/1	70	7,3/8,1
ME 16 NT	8/1	70	16,4/8,4
MZ 2 NT	2	7	2,2/2,4
MZ D 2 NT	2/2	4	2,3/25
MD 4 NT	3/4	1	3,8/4,3

MD 12 NT	8/3	2	12,1/13,3
MV 2 NT	4/4	0,5	2,2/2,4
MV 10 NT	8/4	0,3	10,4/11,6