

## Wytrząsarki kołyskowe RS-RR 10 i RS-RD 10



### Przeznaczenie



- Stabilna konstrukcja
- Podświetlany wyświetlacz
- Jednoczesne wyświetlanie prędkości i czasu
- Antypoślizgowe stopki

### Charakterystyka

Wytrząsarki przeznaczone do **delikatnego mieszania prób** z regulacją prędkości i czasu. Wyposażone są w **wyświetlacz LCD**. Szeroka gama akcesoriów zapewnia uniwersalność.

### Dane techniczne:

- Kąt nachylenia platformy  $\pm 9^\circ$
- Prędkość obrotowa 0-70 [rpm]
- Wymiary platformy 320 x 320 mm
- Klasa bezpieczeństwa IP 21

### Dostępne modele

Model	Max obciążenie [g]	Prędkość obrotowa [rpm]
RS-RR 10	10 000	0 - 70
RS-RD 10	5000	0 - 70