

## Wytrząsarki Roller



### Przeznaczenie



- Wyjmowane rolki
- Ruch rolkowy
- Możliwość pracy ciągłej

### Charakterystyka

Wytrząsarki rolkowe Roller z wałkami do łagodnego kołysania naczyniami ze stałą prędkością. Wytrząsarki te nadają się do mieszania próbek krwi, zawiesin ciał stałych i płynnych oraz do próbek lepkich. Przyrząd do pracy ze wszystkimi typami tradycyjnych probówek oraz butli cylindrycznych. Łatwość demontażu przystawek ułatwia czyszczenie w razie zalania próbką.

- Nadaje się do pracy w inkubatorach w temp. 4–50 C
- Możliwość pracy ciągłej
- Wyjmowane wałki – możliwość wytrząsania probówek o dużej średnicy
- Łatwe sterowanie za pomocą klawiatury dotykowej (wersja digital)
- Zakres prędkości do 60 obr./min

Dane techniczne	Roller 6 basic/digital	Roller 10 basic/digital
<b>Rodzaj ruchu</b>	Rolkowy	Rolkowy
<b>Rolki</b>	6	10
<b>Zakres obrotów</b>	30 rpm/0-80 rpm	30 rpm/0-80 rpm
<b>Wyświetlacz/ wyświetlacz prędkości</b>	-/7-segmentowy LED	-/7-segmentowy LED
<b>Tryb prac</b>	Praca ciągła/timer oraz praca ciągła	Praca ciągła/timer oraz praca ciągła
<b>Wymiary (dł. x szer. x wys.)</b>	240 x 115 x 545 mm	380 x 115 x 545 mm
<b>Klasa ochrony zgodnie z DIN EN 60529</b>	IP 21	IP 21

### Dostępne modele

#### Model

#### Opis

Roller 6 basic/digital

Zakres obrotów 30 rpm/0-80 rpm, 6 rolek

