

Wytrząsarki Vortex RS



Przeznaczenie



- Wytrząsarka do mieszania małej ilości próbek
- Funkcja Touch lub bieg ciągły
- Antypoślizgowe silikonowe stopki
- Solidna obudowa

Charakterystyka

Wytrząsarka służy do **mieszania małej ilości próbek** w filokach, probówkach wirówkowych, mikroprobówkach itp. Umożliwia **pracę krótkotrwałą (funkcja Touch) lub bieg ciągły**. Posiada solidną obudowę oraz **antypoślizgowe silikonowe stopki**.

Dane techniczne:

- Ruch wytrząsający kołowy wibrujący
- Suw przy wytrząsaniu 4 mm
- Wymiary (szer. x wys. x gł.) 127 x 160 x 130 mm
- Masa 3,5 kg
- Zasilanie sieciowe 220-230 V, 50 Hz

Dostępne modele

Model	Prędkość obrotowa [rpm]
RS-VF 10	stała 2500
RS-VA 10	regulowana 0-2500