

## Wytrząsarki Trayster Basic/Digital



### Przeznaczenie



- Ruch wahadłowy
- Możliwość pracy ciągłej
- Licznik czasu wytrząsania (digital)
- Wskaźnik kodów błędów

### Charakterystyka

Wytrząsarka Trayster o ruchu koziółkującym ze sterowaniem cyfrowym obraca zawartość w pionie, dzięki czemu miesza ją płynnie i skutecznie. Stała prędkość pracy. Idealna do pracy z próbkami pochodzenia biologicznego, zwłaszcza próbkami krwi. Nadaje się do mieszania i wyodrębniania składników mieszanin w próbkach sproszkowanych i ciekłych w probówkach Eppendorfa i Greinera o pojemności do 50 ml. Łatwe do wymiany przystawki sprzyjają szybkiemu oczyszczeniu urządzenia z rozlanych próbek.

### Cechy charakterystyczne:

- Szereg platform i nakładek rozmaitego przeznaczenia
- Nadaje się do pracy w inkubatorach w temp. 4–50°C
- Możliwość pracy ciągłej
- Łatwa w obsłudze klawiatura membranowa
- Zakres prędkości do 80 rpm

Dane techniczne	Trayster Basic/Digital
<b>Rodzaj ruchu</b>	wahadłowy
<b>Dopuszczalna waga wytrząsania (z nakładką)</b>	2 kg
<b>Zakres obrotów</b>	20 rpm/0-80 rpm
<b>Wyświetlacz/ wyświetlacz prędkości</b>	-/7-segmentowy LED
<b>Tryb prac</b>	Praca ciągła/timer oraz praca ciągła
<b>Wymiany (dł. x szer. x wys.)</b>	460 x 180 x 140 mm
<b>Klasa ochrony zgodnie z DIN EN 60529</b>	IP 21

### Dostępne modele

**Model**

**Opis**

Trayster Basic/Digital

Zakres prędkości 20 rpm/0-80 rpm