

Strzykawki seria H, wymiowane igły, długość na życzenie klienta.



Strzykawki do dozowania płynów - seria H, igły wymiowane, długość na życzenie klienta.

Charakterystyka

Strzykawki do dozowania gazów i płynów - seria H, wymiowane igły, długość na życzenie klienta.

W zapytaniu ofertowym należy podać parametry podane w tabeli

Volume	O.D.	
5 µl	0.47 mm	2610309
10 µl	0.47 mm	2610409
25 µl	0.72 mm	2610509
50 µl	0.72 mm	2610609
100 µl	0.72 mm	2610709
250 µl	0.72 mm	2610809
500 µl	0.72 mm	2610909
1.0 ml	0.72 mm	2610007
2.5 ml	0.72 mm	2610027
5.0 ml	0.72 mm	2610047
10.0 ml	0.72 mm	2610067

Dostępne modele

Model

Opis

HWIZ

Do wyboru parametry podane w tabeli