

Barwiacz pionowy Coplina



- Pionowe naczynie z nakrętką
- Tworzywa PP autoklawowane
- Na 10 szkiełek

Charakterystyka

Pionowe naczynie do barwienia z nakrętką z tworzywa PP, na 10 szkiełek podstawowych o wymiarach 76 x 26 mm. Może być sterylizowany w autoklawie

Wymiary:

- Wysokość 114 mm
- Średnica 60
- Otwór Ø 53 mm

Dostępne modele

Model	Pojemność
BC PP	10 szkiełek