

Barwiacz PMP i wkład



- Przezroczyste naczynie z PMP
- Dwa wieczka, 1 szczelnie zamykane
- Nadaje się do mikrofalni

Charakterystyka

Barwiacze na szkiełka podstawowe, wykonane z PMP, przezroczyste, wyposażone w dwa wieczka, jedno szczelnie zamykające, drugie z małym otworem do umieszczenia wkładu na szkiełka podczas barwienia. Wkład z PP, z uchwytem, na 20 szkiełek podstawowych 76 x 26 mm. Nadaje się do mikrofalni.

Dostępne modele

Model	Pojemność
Barwiacz PMP	-
Wkład PMP	20 szkiełek