

Filtracyjny tygiel cylindryczny, ze spiekaniem dyskiem



- Zgodny z normą ISO
- Odporny na działanie wysokiej temperatury, kwasów i zasad
- Szkło borokrzemowe

Charakterystyka

Tygiel cylindryczny ze spiekaniem dyskiem, ze szkła borokrzemowego. Zgodny z normą ISO 3585 PN 70 4874, Odporny na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych. Opakowanie 10 szt.

Dostępne modele

Model	Pojemność	Inne
Nazwa	[ml]	Porowatość
TFS 1	15	S0
TFS 2	55	S0
TFS 3	15	S1
TFS 4	35	S1
TFS 5	55	S1
TFS 6	15	S2
TFS 7	35	S2
TFS 8	55	S2
TFS 9	15	S3
TFS 10	35	S3
TFS 11	55	S3
TFS 12	15	S4

TFS13

35

S4

TFS14

55

S4