

Cylinder miarowy PMP ze skalą klasa A



Przeznaczenie

ISO
9001

CE



- Krystalicznie czyste
- Klasa A zgodnie z DIN 12681 i ISO 6706
- Cylinder PMP
- Wysokość 145-535 mm

Charakterystyka

Cylinder miarowy z czerwonymi drukowanymi podziałkami i znakami dzwonka w punktach skali podstawowej, skalibrowany "W". Dostarczony certyfikat zawiera numer partii i faktyczną wartość nominalną ustaloną w warunkach testu. Wydrukowany numer serii i rok produkcji. Sześciokątna podstawa z dolnymi kołkami zapewnia wysoką stabilność. Aby zachować oznaczenia, nie czyść ich w temperaturze przekraczającej 60 ° C. Można warunkowo sterylizować w autoklawie w temperaturze 121 ° C zgodnie z DIN EN 285. Do sterylizacji w autoklawie zalecamy wykonanie z profilowanymi podziałkami. Dostępne również z certyfikatem kalibracji DAkkS lub indywidualnym certyfikatem jakości.

Dostępne modele

Model	Pojemność
CMPA10	10 ml
CMPA25	25 ml
CMPA50	50 ml
CMPA100	100 ml
CMPA250	250 ml
CMPA500	500 ml
CMPA1000	1000 ml
CMPA2000	2000 ml

