

## Cylinder miarowy PP wysoki, ze skalą klasa B



### Przeznaczenie

ISO  
9001

CE



- Klasa B
- Cylinder miarowy PP
- Wysoce przejrzysty
- Wysokość od 145 do 482 mm

### Charakterystyka

Cylinder miarowy z czytelnymi, wytłaczanymi, wytłaczanymi niebieskimi podziałkami i znakami pierścieniowymi w punktach podstawowej skali. Skalibrowany "W". Tolerancja klasy B według DIN 12681 / ISO 6706. Sześciokątna podstawa z dolnymi kółkami zapewnia wysoką stabilność. Naprężenie termiczne do 80 ° C nie powoduje trwałego przekroczenia granic tolerancji. Aby zachować oznaczenia, nie czyścić w temperaturze przekraczającej 60 ° C.

### Dostępne modele

Model	Pojemność
CMPWB10	10 ml
CMPWB25	25 ml
CMPWB50	50 ml
CMPWB100	100 ml
CMPWB250	250 ml
CMPWB500	500 ml
CMPWB1000	1000 ml
CMPWB2000	2000 ml

