



Cylinder miarowy wysoki klasa A

Przeznaczenie



- Klasa A
- Szkło borokrzemowe
- Cylinder wysoki z wylewem
- Sześciokątna stopka

Charakterystyka

Cylinder miarowy wysoki z wylewem, klasy A, wykonany z wysokiej jakości białego szkła borokrzemowego, zgodnie z normą ISO 4788. Cylinder odporny jest na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych. Posiada szklaną stopkę sześciokątną. Skala jest naniesiona kolorem niebieskim, klasa A gwarantuje wysoką precyzję skali. Wersja z certyfikatem serii.

Dostępne modele

Model	Pojemność	Podział skali
CMWA5	5 ml	0,2
CMWA10	10 ml	0,2
CMWA25	25 ml	0,5
CMWA50	50 ml	1
CMWA100	100 ml	1
CMWA250	250 ml	2
CMWA500	500 ml	5