

Lejek do proszków



Lejek ze szkła borokrzemianowego 3.3, z krótką nóżką. Autoklawowalny.

Charakterystyka

Lejek ze szkła borokrzemianowego 3.3, z krótką nóżką. Autoklawowalny.

Dostępne modele

Model	Inne	Parametr
Nazwa	Średnica nóżki [mm]	Średnica krawędzi [mm]
LP 50	50	20
LP 60	60	20
LP 80	80	25
LP 100	100	25
LP 120	120	30
LP 160	160	35
LP 200	200	38