

Lejek karbowany



- Z wysokiej jakości szkła borokrzemowego
- Karbowana powierzchnia

Charakterystyka

Lejek laboratoryjny, wykonany z wysokiej jakości szkła borokrzemowego, zgodnie z normą ISO 3585, odpornego na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych. Karbowana powierzchnia umożliwia łatwe przesypywanie proszków i zapobiega zatykaniu się szyjki lejka. Nie jest stosowany do sączenia.

Dostępne modele

Model	Inne	Parametr
Nazwa	Średnica nóżki [mm]	Średnica krawędzi [mm]
LK 105	18	105
LK 138	60	138
LK 170	26	170
LK 210	38	210
LK 250	40	250