

## Lejek Urbanti



Lejek Urbanti z TPX do szybkiej filtracji

### Charakterystyka

Lejek Urbanti z TPX do szybkiej filtracji bez potrzeby zastosowania próżni. Spiralnie uformowane żeberko wewnątrz lejka zwiększa przepuszczalność bibuły filtracyjnej. Z żeberkami odpowietrzającymi. Odporność na temperaturę do 170°C. Autoklawowalne.

### Dostępne modele

Model	Inne	Parametr
Nazwa	Średnica nóżki [mm]	Średnica krawędzi [mm]
LU 51	51	3
LU 70	70	3
LU 100	100	7
LU 140	140	10
LU 196	196	20