

## Pipeta automatyczna MINIFIX 5 o stałym nastawie



### Przeznaczenie

ISO  
9001



### Charakterystyka

Pipeta automatyczna MINIFIX 5 o stałym nastawie. Linia pipet automatycznych MINIFIX cechująca się "ekonomiczną" ceną składa się z 10 pipet o stałym nastawie i wysokiej precyzji dozowania przy niewielkiej wadze (10gram) oraz wymiarach (długość ok.13cm). Zachowują precyzję do 5000 dozowań.

### Dostępne modele

Model	Pobieranie próbek
MINIFIX5	5ul
MINIFIX10	10ul
MINIFIX20	20ul
MINIFIX25	25ul
MINIFIX50	50ul
MINIFIX100	100ul
MINIFIX200	200ul
MINIFIX250	250ul
MINIFIX500	500ul
MINIFIX1000	1000ul