

Pipeta automatyczna PLURIPET II PL



Przeznaczenie

ISO
9001



- Zmienna nastawa
- Wysoka precyzja dozowania
- Lekki, ergonomiczny korpus
- Autoklawowalne

Charakterystyka

Pipeta automatyczna PLURIPET II PL o zmiennym nastawie. Nowa linia pipet automatycznych PLURIPET II składa się z 8 pipet o zmiennym nastawie w szerokim zakresie i wysokiej precyzji dozowania co czyni je idealnymi do rutynowej, codziennej pracy, posiadają lekki, ergonomiczny korpus, są autoklawowalne.

Dostępne modele

Model	Pobieranie próbek
Pipeta automatyczna PLURIPET II PL II-200	40-200ul
Pipeta automatyczna PLURIPET II PL II-100	20-100ul
Pipeta automatyczna PLURIPET II PL II-1000	100-1000ul
Pipeta automatyczna PLURIPET II PL II-5000	1000-5000ul
Pipeta automatyczna PLURIPET II PL II-10000	1000-10000ul
Pipeta automatyczna PLURIPET II PL II-2	0,2-2ul
Pipeta automatyczna PLURIPET II PL II-20	2-20ul
Pipeta automatyczna PLURIPET II PL II-10	0,5-10ul