

## Pompka pipetowa accu-jet pro



- Pompka pipetowa z akumulatorem
- Ergonomiczny design
- Płynna regulacja prędkości pipetowania
- Obsługa jedną ręką

### Charakterystyka

Pompka pipetowa z **akumulatorem** (8 h pracy, sygnalizacja ok. 2 h przed wyczerpaniem baterii) do pipet szklanych i z tworzywa sztucznego o poj. 0,1-200 ml. Solidna, wysokowydajna pompa zapewnia szybkie napełnianie (50 ml w 10 sekund). Aktywna kompensacja ciśnienia chroni przed korozją. Zawór zwrotny / filtr membranowy zabezpieczają przed przedostaniem się płynów do urządzenia. Opróżnienie cieczy - 2 tryby do wyboru: swobodny wypływ lub wydmuch wspomagany pracą silnika.

**Obsługa:** jedną ręką, swobodny wypływ lub wydmuch jak i płynne ustawienie obrotów silnika regulowane jedną ręką. Przyciskami można dokładnie sterować szybkość pipetowania - szczególnie przydatne przy stosowaniu pipet o małej objętości.

Dostępna w różnych kolorach.

### Dostępne modele

Model	Opis
Accu-jet pro C	czerwona
Accu-jet pro G	granatowa
Accu-jet pro N	niebieska
Accu-jet pro Z	zielona