

## System do płukania pipet



Skład kompletu:

- Urządzenie płuczące lub pojemnik do czyszczenia
- Kosz na pipety

### Charakterystyka

System płuczący do bezpiecznego czyszczenia pipet na zasadzie syfonu (lewara). System składa się każdorazowo z urządzenia płuczącego (lub pojemnika do czyszczenia) i kosza do pipet.

Komplet nie zawiera węża

- **Urządzenie płuczące** z syfonem opróżniającym do automatycznego wymieniania wody. Może być stosowane z koszami do pipet.
- **Pojemnik** do wstępnego czyszczenia pipet lub biuret wraz z roztworem czyszczącym.
- **Kosze na pipety** do zanurzania pipet w pojemnikach do czyszczenia, względnie w urządzeniach płuczących i do transportu pipet. Wysokość kosza 300 mm. Opcjonalnie dostarczany przedłużacz umożliwia **wydłużenie kosza z 650 na 870 mm.**

### Dostępne modele

Model	Długość [mm]
S PP 460	pipety max. 460
S PP 600	pipety max. 600