



## Część górna do eksykatora z plastikowym wymiennym uchwytem

### Przeznaczenie



### Charakterystyka

**Część górna do eksykatora z plastikowym wymiennym uchwytem** wykonana jest z wysokiej jakości szkła borokrzemowego.

Zgodny z normą **ISO 3585**.

Odporny na działanie **gorącej wody, kwasów**, a także **roztworów zasadowych**.

Zapewnia **szczelne** zamknięcie eksykatora.

### Dostępne modele

Model	Opis
GCEPWU100	Średnica: 153 mm
GCEPWU150	Średnica: 231 mm
GCEPWU200	Średnica: 272 mm
GCEPWU250	Średnica: 333 mm
GCEPWU300	Średnica: 395 mm