



Część górna do eksykatora z zaworem

Przeznaczenie



Charakterystyka

Część górna do eksykatora z zaworem wykonana jest z wysokiej jakości **szkła borokrzemowego SIMAX**.

Zgodna z normą **ISO 3585 ČSN 70 4300**.

Odporne na działanie **gorącej wody, kwasów**, a także **roztworów zasadowych**.

Zapewnia **szczelne** zamknięcie eksykatora.

Dostępne modele

Model	Opis
GCEZ100	Średnica: 153mm Wysokość: 84 mm
GCEZ150	Średnica 213mm Wysokość: 96mm
GCEZ200	Średnica: 272 mm Wysokość: 124mm
GCEZ250	Średnica: 333 mm Wysokość: 140 mm
GCEZ300	Średnica: 395 mm Wysokość: 141 mm