

## Eksykator z gniazdem plastikowym, zawór odcinający, wkład porcelanowy



### Przeznaczenie

ISO  
9001



### Charakterystyka

**Eksykator z gniazdem plastikowym** to naczynie laboratoryjne, wykonane z wysokiej jakości szkła **borokrzemowego** SIMAX.

Urządzenie jest zgodne z normą **ISO 3585 ČSN 70 400**.

Eksykator jest **odporny na działanie gorącej wody, kwasów**, a także **roztworów zasadowych**.

Służy do ostrożnego **odparowywania próbek** i następnie **przechowywania** ich pod próżnią.

### Dostępne modele

Model	Opis
EGPZOp100	Średnica min/max: 90/151 mm
EGPZOp150	Średnica min/max: 140/210 mm
EGPZOp200	Średnica min/max: 190/269 mm
EGPZOp250	Średnica min/max: 240/329 mm
EGPZOp300	Średnica min/max: 290/392 mm