

## Eksykator z plastikowym, wymiennym uchwytem, wkład porcelanowy



### Przeznaczenie



### Charakterystyka

Eksykator z **plastikowym wymiennym uchwytem** to naczynie laboratoryjne wykonane z wysokiej jakości szkła borokrzemowego SIMAX.

Urządzenie to zgodne jest z normą **ISO 3585 ČSN 70 4300**.

Eksykator **odporny jest na działanie gorącej wody, kwasów**, a także **roztworów zasadowych**.

### Dostępne modele

Model	Opis
EPWUp100	Średnica min/max: 90/151 mm
EPWUp150	Średnica min/max: 140/210 mm
EPWUp200	Średnica min/max: 190/269 mm
EPWUp250	Średnica min/max: 240/329 mm
EPWUp300	Średnica min/max: 290/392 mm