



## Eksykator z plastikowym wymiennym uchwytem

### Charakterystyka

Eksykator z **plastikowym wymiennym uchwytem** to naczynie laboratoryjne wykonane z wysokiej jakości szkła borokrzemowego SIMAX.

Urządzenie to zgodne jest z normą **ISO 3585 ČSN 70 4300**.

Eksykator **odporny jest na działanie gorącej wody, kwasów**, a także **roztworów zasadowych**.

### Dostępne modele

Model	Opis
EPWU100	Średnica 151 mm
EPWU150	Średnica 210 mm
EPWU200	Średnica 269 mm
EPWU250	Średnica 329 mm
EPWU300	Średnica 392 mm