

Eksykator z rurką wylotową na szlif, zawór odcinający, wkład porcelanowy



Przeznaczenie



Charakterystyka

Eksykator z rurką wylotową na szlif 24/29 to naczynie laboratoryjne, wykonane z wysokiej jakości szkła borokrzemowego SIMAX,

Urządzenie zgodne jest z normą **ISO 3585 ČSN 70 4300**.

Odporny na działanie **gorącej wody, kwasów**, a także **roztworów zasadowych**.

Eksykator służy do ostrożnego **odparowywania próbek** i **przechowywania** ich w próżni.

W zestawie znajduje się **wkład porcelanowy**.

Dostępne modele

Model	Opis
EZOszp100	Średnica min/max: 90/151
EZOszp150	Średnica min/max: 140/210 mm
EZOszp200	Średnica min/max: 190/269 mm
EZOszp250	Średnica min/max: 240/329 mm
EZOszp300	Średnica min/max: 290/392 mm