

## Kolba kulista płaskodenna ze szlifem



- Kolba kulista
- szyja ze szlifem
- płaskie dno
- Tworzywo: szkło borokrzemowe
- Pojemność od 100 ml do 10000 ml

### Charakterystyka

Kolby kuliste **płaskodenne z wąską szyją** ze szlifem.

Wykonane z wysokiej jakości białego szkła borokrzemowego. Zgodne z normą **ČSN 70 4041**.

**Kolba nie wytrzyma dużych różnic temperatury oraz ciśnienia ze względu na naprężenia jakie powstają w płaskim dnie.**

**Służy do przechowywania odczynników.**

Szlif na szyjce umożliwia zamknięcie kolby korkiem szklanym lub plastikowym.

### Dostępne modele

Model	Pojemność
KKPK50sz	50ml
KKPK100sz	100ml
KKPK250sz	250ml
KKPK500sz	500ml
KKPK1000sz	1000ml
KKPK2000sz	2000ml

