

Kolba kulista płaskodenna ze szlifem



- Kolba kulista
- szyja ze szlifem
- płaskie dno
- Tworzywo: szkło borokrzemowe
- Pojemność od 100 ml do 10000 ml

Charakterystyka

Kolby kuliste **płaskodenne z wąską szyją** ze szlifem.

Wykonane z wysokiej jakości białego szkła borokrzemowego. Zgodne z normą **ČSN 70 4041**.

Kolba nie wytrzyma dużych różnic temperatury oraz ciśnienia ze względu na naprężenia jakie powstają w płaskim dnie.

Służy do przechowywania odczynników.

Szlif na szyjce umożliwi zamknięcie kolby korkiem szklanym lub plastikowym.

Dostępne modele

Model	Pojemność
KKPK50sz	50ml
KKPK100sz	100ml
KKPK250sz	250ml
KKPK500sz	500ml
KKPK1000sz	1000ml
KKPK2000sz	2000ml

