

Kolba miarowa PP klasa B



Przeznaczenie

ISO
9001

CE



- Cylinder miarowy klasy B
- Podstawa sześciokątna
- Skala miarowa

Charakterystyka

Cylinder miarowy o tolerancji klasy B według DIN 12681 / ISO 6706. Wysoka przejrzystość naczynia. Cylinder wyposażony w łatwy sposób, wyłączone niebieskie podziałki i procesy. Podstawowa jest sześciokątna z dolną kółką. Naprężenie termiczne do 80 ° C nie powoduje trwałego przekroczenia granic tolerancji. Aby uzyskać oznaczenia nie czyść w temperaturze przekraczającej 60 ° C.

Dostępne modele

Model	Pojemność
KMPB25	25 ml
KMPB50	50 ml
KMPB100	100 ml
KMPB250	250 ml
KMPB500	500 ml
KMPB1000	1000 ml
KMPB2000	2000 ml

