



Butla PP, szeroka szyja zakręcana z podziałką

Przeznaczenie

ISO
9001



- Wykonana z polipropylenu
- Nakrętka o szczelności GL
- Podziałka

Charakterystyka

Butla z polipropylenu z szeroką szyją, odporna chemicznie, z nakrętką o wysokiej szczelności GL z podziałką. Autoklawowalna. Przed autoklawowaniem należy zdemontować nakrętkę.

Dostępne modele

Model	Pojemność
BPP50	50 ml
BPP100	100 ml
BPP250	250 ml
BPP1000	1000 ml
BPP2000	2000 ml